



みんなで サッカーしよう！

夢中になれる このフィールド
必要なのは ボールとゴール
そして、ファンガード！
さあ、一緒にサッカーしよう！



※ 「ファンガード」は車椅子に取り付けて、
サッカーを楽しむためのフットガードです。

本商品は、横浜市総合リハビリテーションセンターとの共同開発品です。

● 仕様



ファンガード レッグタイプ



ファンガード ベースタイプ



単位：mm



品番	BAA-01	重量	7kg
価格	税込 63,800 円 (税抜 58,000 円)		
材質	プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチックスチール、樹脂、ゴム		

品番	BAA-02	重量	6.7kg
価格	税込 63,800 円 (税抜 58,000 円)		
材質	プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチックスチール、樹脂、ゴム		

「ファンガード」は受注生産品です。ご注文いただいてからの生産となりますので、お届けまで約 14 日間かかります。
また、注文後のキャンセルはできません。

● カラーバリエーション 7 種

Red
レッド




Blue
ブルー



Yellow
イエロー



Pink
ピンク




Orange
オレンジ



Black
ブラック



Ivory
アイボリー



● 取付可能な「ファンガード」を選びましょう!!

特設ページ



ご使用の車椅子の仕様により、取り付けることができる「ファンガード」のタイプが決まります。

以下の取付箇所や取付範囲などのファンガードが取り付けられる車椅子のポイントをご確認ください。



① レッグパイプをご確認ください。



レッグパイプが本体と
一体になっている車椅子
の場合は…

**ファンガード
レッグタイプ**

が取り付けできます。



レッグパイプが取り外し
でき、回転する車椅子
の場合は…

**ファンガード
ベースタイプ**

が取り付けできます。



② 各寸法をご確認ください。

ファンガード レッグタイプ

下記の寸法の車椅子には、「レッグタイプ」が取り付けできます。

※… (A)、(A')の寸法は、どちらも660mm以下であること

(A) 車椅子全幅 (A')キャスター旋回全幅	(C)レッグパイプ間隔	(E)レッグパイプ高さ	キャスター 車輪直径	取付パイプ径
※660mm以下	320~440mm	230、300~350mm	φ158以下	φ18~φ26


ファンガード ベースタイプ

下記の寸法の車椅子には、「ベースタイプ」が取り付けできます。


※… (A)、(A')の寸法は、どちらも680mm以下であること

(A) 車椅子全幅 (A')キャスター旋回全幅	(B)ベースパイプ間隔	(D)ベースパイプ高さ	取付パイプ径
※680mm以下	360~520mm	80~400mm	φ18~φ26

車椅子 上面図



車椅子 側面図



● 車椅子用サッカー用具「ファンガード」

『サッカーがしたい』——

ある小学生がくれたこの一言から始まった車椅子サッカー。

全国で気軽に車椅子でサッカーを楽しめるように、商品化しました。

「ファンガード」を使って、車椅子で楽しく（ファン）サッカーをすることを、「車椅子ファンサッカー」と名付けています。

 競技用の電動車椅子と一緒にプレーできません。



ファンガードの使用例
(動画)



● デモ機レンタルサービス

デモ機の貸し出しを行っております。お使いの車椅子に取り付けて、試していただけます。デモ機のご依頼は「ファンガード」特設ページ（右記 QR コード）からお願いします。

※ご購入を検討されている方のみ対象とさせていただきます。

特設ページ



●製品の仕様等は、今後変更になる場合がございます。●掲載の電動車椅子・ボールは、使用イメージのため他社製品を使用しています。

 **矢崎化工株式会社**

■本社

〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1

■北海道支店

〒072-0007 北海道美唄市東6条北8-2-1

TEL 0126-63-4285

■名古屋支店

〒484-0963 愛知県犬山市字鶴池48-2

TEL 0568-67-0111

■仙台支店

〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷280

TEL 022-382-2145

■大阪支店

〒569-8551 大阪府高槻市大塚町5-1-1

TEL 072-672-8440

■関東支店

〒373-0823 群馬県太田市西矢島町88

TEL 0276-38-4562

■広島支店

〒738-0042 広島県廿日市市地御前1-7-17

TEL 0829-36-1111

YRS
ユアーズ

社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団

横浜市総合リハビリテーションセンター

■東京支店

〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-38-3

TEL 04-2944-7113

■神奈川支店

〒257-0024 神奈川県秦野市名古木3-4

TEL 0463-81-4315

矢崎化工株式会社は、国際規格である ISO を認証取得しています。詳しくは当社ホームページ (<https://www.yazaki.co.jp/>) をご覧ください。

23112508

DW-327-01